



EFECTO REAFIRMANTE EFECTO SOBRE LA ELASTICIDAD-TONICIDAD DE LA PIEL

Título	Evaluación instrumental de la eficacia reafirmante / eficacia sobre la elasticidad-tonicidad de la piel.
Objetivo	Evaluar la eficacia reafirmante / eficacia de un producto sobre la elasticidad-tonicidad de la piel después de aplicaciones repetidas en condiciones normales de uso. <i>Opcional: Apreciar subjetivamente sus cualidades cosméticas y su eficacia.</i>
Planificación	Duración del estudio: mínimo 28 días. Inicio: 2 semanas tras recibir las muestras. Informe: 3 semanas tras finalizar el estudio.
Metodología	Medición de la extensibilidad de la piel (deformación de la piel bajo vacío parcial) y elasticidad de la piel (capacidad de la piel para volver a su estado inicial) mediante el Cutometer®.
Procedimiento:	<ul style="list-style-type: none">• Medidas cutométricas basales.• Utilización del producto en el domicilio, por los voluntarios, siguiendo las instrucciones de uso.• Medidas cutométricas post tratamiento.• Comparación estadística de los resultados obtenidos antes y después del tratamiento. <i>Opcional:</i> <ul style="list-style-type: none">- Cuestionario de cualidades cosméticas y eficacia- Controles intermedios