



EFICACIA PEELING/EXFOLIANTE

Título	Evaluación instrumental de la eficacia peeling/exfoliante.
Objetivo	Evaluar la eficacia peeling/exfoliante de un producto después de una única aplicación.
Planificación	Duración del estudio: 1 día. Inicio: 2 semanas tras recibir las muestras. Informe: 3 semanas tras finalizar el estudio.
Metodología	Determinación del índice de descamación basado en el análisis de las escamas extraídas de la piel [D-Squame® & programa informático Quantisquames®, o técnica Corneofix® & programa informático Visioscan VC 98®, Skin Visiometer® o Visioline® VL 650].
Procedimiento	<ul style="list-style-type: none">• Stripping basal de la piel con adhesivos D-Squame® o Corneofix® en 2 zonas.• Aplicación única del producto en una zona, en el centro investigador.• Stripping post tratamiento de la piel en ambas zonas, tratada y control.• Comparación estadística de los resultados obtenidos antes y después del tratamiento.