



EFICACIA ANTITRANSPIRANTE (TEWL)

Título	Evaluación de la eficacia antitranspirante.
Objetivo	Evaluar la eficacia de un producto sobre la excreción de las glándulas sebáceas después de una única aplicación.
Planificación	Duración del estudio: 1 día Inicio: 2 semanas tras recibir las muestras. Informe: 3 semanas tras finalizar el estudio.
Metodología	Medida de la pérdida transepidérmica de agua (TEWL) mediante Tewameter®, VapoMeter® o Evaporimeter.
Procedimiento	<ul style="list-style-type: none">• Medidas basales del TEWL en cada axila.• Aplicación del producto en una axila en el centro investigador.• 8 horas después de la aplicación del producto: medidas del TEWL en ambas axilas: tratada y control.• Comparación estadística de los resultados obtenidos en la zona tratada y control antes y después del tratamiento. <p><i>Opcional: Medidas adicionales</i></p>