



EFFET PEELING/EXFOLIANT

| | |
|--------------|---|
| Titre | Evaluation instrumentale de l'effet peeling/exfoliant. |
| Objectif | Evaluer l'effet peeling/exfoliant d'un produit après application unique. |
| Planning | Durée de l'étude : 1 jour. Début : 2 semaines après réception des échantillons. Rapport : 3 semaines après la fin de l'étude. |
| Méthodologie | Détermination de l'indice de desquamation à partir de l'analyse des squames prélevés sur la peau (D-Squame® & logiciel Quantisquames®, ou technique Corneofix® & logiciel Visioscan VC 98®, Skin Visiometer® ou Visioline® VL 650). |
| Procédure | <ul style="list-style-type: none">• Prélèvement basal des squames à l'aide d'adhésifs D-Squame® ou Corneofix® au niveau de 2 zones.• Application unique du produit sur l'une des zones au centre d'investigation.• Prélèvement des squames après traitement sur les zones traitée et témoin.• Comparaison statistique des résultats obtenus avant et après traitement. |